

セラミック用不織布研削材

パットホイール (グレー)



The Ayatsure at a rotational speed.

低速回転



グレース後にツヤが出すぎた
ポーセレンの艶落とし。

中速回転



表面性状を付与する前に、
全体をなだらかに仕上げる。

高速回転



ジルコニアやポーセレンの
ステインを軽く削り落とす。

● 形状を損なわず面を均一に削る

パットホイール(グレー)は、細かい繊維の

不織布に研削材と樹脂を混ぜ込み、

研削力と耐久性を両立させたポイントです。

また、ノンシリコンなので、セラミックの表面に

シリコンの油膜が残渣することはありません。



歯科技工用アブレイブ研削器具

パットホイール



形態: 2種 (3mm, 6mm)

包装・価格:

3mm ● 5個入り	=1600円
● 10個入り	=3000円
6mm ● 5個入り	=1850円
● 10個入り	=3500円

スタートセット ● (3mm, 6mm 各1個,
スリップレスマンドレル2本) =2050円

【5個+スリップレスマンドレル】セット

3mm ●	=2200円
6mm ●	=2450円

一般医療機器 28B3X10005000005

【別売り】ラージスリップレスマンドレル 1本入り=700円
一般医療機器 28B3X10005000005

ご使用に際しては、必ず製品の添付文書をお読み下さい。

※マンドレルは別売りです。

※色調は印刷のため、現品と若干異なります。
※価格は標準価格です(消費税は含まれておりません)。
※掲載の価格は2014年6月現在の物です。

製造販売元



株式会社マシンツール中央
MACHINE TOOL CHUO
HYOGO JAPAN

〒663-8241 兵庫県西宮市津門大塚町7-5
Tel: 0798-37-0270 Fax: 0798-37-0230
www.mt-chuo.jp

販売代理店

TMS デンタル

〒206-0811 東京都稲城市押立1715-16

TEL&FAX 042-379-8422

URL <http://tmsdental.com>