


セラミック専用ダイヤモンド電着ポイント

サーフェイサー



歯の表面の、その表情を。

Surface of the teeth, the facial expression.



サーフェイサーは、鋭利なシャフトに
ダイヤモンドを緻密に電着した、SとM
の2種類のダイヤモンドポイントです。

形態修正はもちろんの事、そのシャープな先端
でポーセレンの溝を細部まで削ることができます。
特に表面性状を付与することに優れ、その特長
から製品名を「サーフェイス(Surface) = 表面」
から引用しています。



歯科技工用ダイヤモンド研削材

サーフェイサー

形態：2種（S = 小, M = 大）

包装・価格（税別）：

- S2本入り
- M2本入り
- S3本入り
- M3本入り
- アソートセット（S、M 各1本）

一般医療機器 28B3X10005000020

ご使用に際しては、必ず製品の添付文書をお読み下さい。

※色調は印刷のため、現品と若干異なります。
※価格は標準価格です（消費税は含まれておりません）。
※掲載の価格は2014年6月現在の物です。

製造販売元



株式会社マシンツール中央
MACHINE TOOL CHUO
HYOGO JAPAN

〒663-8241 兵庫県西宮市津門大塚町7-5
Tel: 0798-37-0270 Fax: 0798-37-0230
www.mt-chuo.jp

販売代理店

TMSデンタル

〒206-0811 東京都稲城市押立1715番地16

TEL/FAX 042-379-8422

http://www.tmsdental.com