

# 3Dスキャナー





### 簡単な操作性

- ・自動キャリブレーション機能付き
- ・自動位置合わせ機能: スキャン中でも直接メッシュデータに変換し、 自動で位置合わせをすることができます。



#### 高速スキャン

スキャン速度が速い事が特徴で、オートスキャン モードは、1分程度(ターンテーブル1回転)。 フリースキャンは約4秒。



#### 安全性

白色光(可視光)を光源としているため、 スキャン光源による眼球への影響はござい ません。



### 3Dプリンターで造形

スキャン後の編集をスキャンしたソフト上で簡単に行え、3Dプリンター用のデータを出力することができます。

- ・模型のデータ化でスペースと保管費を削減
- ・個人トレーやベースプレート用の簡易なスキャナーとして



スキャン精度 0.05 mm



30-700 mm



スキャン速度

1 m i n

歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニット **3Dスキャナー** 

形態: 1種

包装•価格(税別):

●EinScan-SP 1機

一般医療機器 28B3X10005000095

※色調は印刷のため、現品と若干異なります。 ※価格は標準価格です(消費税は含まれておりません)。 ※掲載の価格は2019年12月現在の物です。



# ♡TMSデンタル

〒206-0811 東京都稲城市押立1715-16 Tel:042-379-8422 Fax:042-379-8422 問い合わせ担当:須藤 090-3917-6940