

新製品

ジルコニア用 研削研磨

PERLA-DIA

Z SERIES

MADE IN JAPAN

ジルコニア研削研磨を短時間に

ペル-ラダイヤ Zシリーズ

日本製



ペル-ラダイヤに新シリーズが加わりました

優れた切削力により発熱も少なくゴムが振動を吸収するので表面から進行するマイクロクラック発生や細いエッジ部の欠けの問題をペル-ラダイヤZが解決します

- 厳選されたダイヤ砥粒とゴムの弾性
部分的に深いスクラッチを付けることなくステップ毎に均一な表面状態が出せるので次のステップが短時間に楽に行えます
- 患者様にも優しい研磨材
口腔内での響く振動を吸収し調整から研磨まで素早く行えます
- 形状 12 種、粒径 7 種
研削から艶出しまでセラミック材料の種類や作業のお好みに合わせて見た目だけではない 0.1 ミクロンレベルの正確な表面研削研磨が驚くほど簡単にできます

販売代理店

TMSデンタル

〒182-0035 東京都調布市上石原3-35-12

TEL 042-482-1637 Fax 042-480-4140

<http://tmsdental.com>

製造販売

(株)マシントール中央

〒663-8241 兵庫県西宮市津門大塚町 7-5

TEL 0798-37-0270 Fax 0798-37-0230

<http://mt-chuo.jp>

ペル-ラダイヤ

ジルコニア用 研削研磨 Zシリーズ



品番	色	用途
Z-M	灰	荒削り / 形態修正
Z-MM	青紫	中削り / 形態修正中削り
Z-F	赤紫	細削り / 形態修正荒傷消し細削り
Z-FF	茶	磨き / 傷消し磨き
Z-S	桃	艶 / 艶磨き
Z-SM	柿	中艶 / 光沢中艶磨き
Z-SF	黄	超艶 / 光沢仕上げ艶磨き

C
A
用

●バイト調整時の咬合面、溝の形成、研磨

CA4Z

CA4Z-M	灰
CA4Z-MM	青紫
CA4Z-F	赤紫
CA4Z-FF	茶
CA4Z-S	桃
CA4Z-SM	柿
CA4Z-SF	黄

6,000円(3本入)

●口腔内セット後の歯冠表面の全体の形成、研磨

CA8Z

CA8Z-M	灰
CA8Z-MM	青紫
CA8Z-F	赤紫
CA8Z-FF	茶
CA8Z-S	桃
CA8Z-SM	柿
CA8Z-SF	黄

6,000円(3本入)

●口腔内セット後の咬頭部、溝の形成、研磨

CA9Z

CA9Z-M	灰
CA9Z-MM	青紫
CA9Z-F	赤紫
CA9Z-FF	茶
CA9Z-S	桃
CA9Z-SM	柿
CA9Z-SF	黄

6,000円(3本入)

CA4Z-トライアソート (M.F.S. 各1本入)
CA8Z-トライアソート (M.F.S. 各1本入)
CA9Z-トライアソート (M.F.S. 各1本入)

アソート

CAタイプ3本自由組み合わせアソートも承ります。

6,000円(3本入り)

H
P
用

●歯冠表面全体の形成、研磨
●マージン部の研削、研磨

P5Z

P5Z-M	灰
P5Z-MM	青紫
P5Z-F	赤紫
P5Z-FF	茶
P5Z-S	桃
P5Z-SM	柿
P5Z-SF	黄

3,900円(1本入)

●歯間部の研削、研磨
●グループの研削、研磨

S12Z

S12Z-MM	青紫
S12Z-F	赤紫
S12Z-FF	茶
S12Z-S	桃
S12Z-SM	柿
S12Z-SF	黄

3,900円(1本入)

ホールφ15x3mm

H153Z

H153Z-M	灰
H153Z-MM	青紫
H153Z-F	赤紫
H153Z-FF	茶
H153Z-S	桃
H153Z-SM	柿
H153Z-SF	黄

3,900円(1本入)

●咬合面、舌側及びバイト調整

P2Z

P2Z-M	灰
P2Z-MM	青紫
P2Z-F	赤紫
P2Z-FF	茶
P2Z-S	桃
P2Z-SM	柿
P2Z-SF	黄

5,500円(3本入)

●隣接面、歯間乳頭部の研削、研磨

S20Z

S20Z-M	灰
S20Z-MM	青紫
S20Z-F	赤紫
S20Z-FF	茶
S20Z-S	桃
S20Z-SM	柿
S20Z-SF	黄

3,900円(1本入)

ホールφ20x1.5mm

H2015Z

H2015Z-M	灰
H2015Z-MM	青紫
H2015Z-F	赤紫
H2015Z-FF	茶
H2015Z-S	桃
H2015Z-SM	柿
H2015Z-SF	黄

3,900円(1本入)

●歯冠表面全体の形成、研磨
●コンタクト調整

P12Z

P12Z-M	灰
P12Z-MM	青紫
P12Z-F	赤紫
P12Z-FF	茶
P12Z-S	桃
P12Z-SM	柿
P12Z-SF	黄

3,900円(1本入)

●歯冠全体の形態付与
●マージン部の研削、研磨

S25Z

S25Z-M	灰
S25Z-MM	青紫
S25Z-F	赤紫
S25Z-FF	茶
S25Z-S	桃
S25Z-SM	柿
S25Z-SF	黄

5,300円(1本入)

ホールφ20x2.5mm

H2025Z

H2025Z-M	灰
H2025Z-MM	青紫
H2025Z-F	赤紫
H2025Z-FF	茶
H2025Z-S	桃
H2025Z-SM	柿
H2025Z-SF	黄

5,500円(1本入)

※イラストは原寸大です。

価格に消費税は含まれていません

