

歯科用樹脂系模型材

BOOST RESIN ブーストレジン

グレー

ホワイト

ブーストレジンは光造形3Dプリンター用の水溶性レジンです。水溶性のため水道水で洗浄でき、3Dプリント環境の改善と作業負担を軽減します。



特徴

- ・ 高速造形 (zDENTALよりやや早い)
- ・ 超低臭 (絵具やクレヨン程度)
- ・ 405nmの3Dプリンター (LCD & DLP) に対応

検証済み3Dプリンター

SLASH2、Photon

内容量

1000g

超微細造形にも対応！



ブーストレジン(グレー)で造形

使用上のご注意

- ・ レジンタンクは他のレジンと共用不可
- ・ SLASH2、Photonに対応しています。(SLASH PLUSはパラメータ調整中)

ブーストレジン

販売名：UNIZ Model (エジモデル)

一般的名称：歯科用樹脂系模型材

一般医療機器：28B3X10005000081

カラー・価格(税別)

・ グレー : ¥23,000

・ ホワイト : ¥23,000

販売店・お問い合わせ

製造販売元

 MACHINE TOOL CHUO

株式会社マシンツール中央

〒663-8241

兵庫県西宮市津門大塚町7-5

TEL 0798-37-0270

MAIL mtc@mt-chuo.jp

WEB www.mt-chuo.jp

