

# つくりたいをカタチに。



## 3Dプリンター用レジンは続々登場!



高速造形で  
作業効率アップ



低臭で  
作業環境改善



歯科に特化した  
ラインナップ

# 医療機器認証取得済みの歯科用レジン。

## 水道水で洗浄できる！独自開発の水溶性レジン

### たっぷり1000g使える水溶性レジン

#### ブーストレジン グレー/ホワイト/クリア 1000g

下水法をクリアした水溶性レジン。  
IPAやエタノールを使わずに水道水で洗浄できます。そのために臭気による3Dプリントの作業環境を改善し、作業負担を軽減します。歯科模型に対応した物性があります。



用途	歯科模型、歯列矯正用模型など
質感	なめらか
造形方法	405nm LCD光造形方式
容量	1,000g

### 少量タイプの水溶性レジン

NEW

#### ブーストレジン ミルキー 500g

人気の水溶性レジンにミルキー色が登場。咬合スプリントとして使用できます。



用途	咬合スプリントなど
質感	なめらか
造形方法	405nm LCD光造形方式
容量	500g / 1,000g

## 歯科の様々な用途で利用できるレジン

### 個人トレー用レジン

NEW

#### トレーレジン クリア 500gより

個人トレー製作に最適な生体適合性のあるレジン。靱性があり、壊れにくく高品質なプリントができます。



用途	個人トレーなど
質感	なめらか
造形方法	405nm LCD光造形方式
容量	500g / 1,000g

### 咬合スプリント用レジン

NEW

#### スプリントレジン クリア 500gより

咬合スプリントの製作に特化した生体適合性のあるクラスのレジン。高い耐久性と透明度を備えています。



用途	咬合スプリントなど
質感	なめらか
造形方法	405nm LCD光造形方式
容量	500g / 1,000g

## 定番のUNIZレジン

### 歯科模型用レジン

#### zDental 石膏色 500ml

zDentalは歯科用模型に最適化されたレジンです。高速造形/高精度を兼ね備えた歯面が見やすいマットな質感です。



用途	歯科模型、歯列矯正用模型など
質感	なめらか
造形方法	405nm LCD光造形方式
容量	500ml

### サージカルガイド用レジン

NEW

#### SGレジン クリア 500g

サージカルガイド製作に最適な生体適合性のあるレジン。高い耐久性と透明度を備えています。



用途	サージカルガイドなど
質感	なめらか
造形方法	405nm LCD光造形方式
容量	500g

### パターン製作用レジン

NEW

#### ワックスレジン パープル 500gより

クラウンや鋳造床などのワックスパターン製作に最適なレジン。埋没材はリン酸塩系やクリストバライトにも対応。



用途	パターン製作など
質感	なめらか
造形方法	405nm LCD光造形方式
容量	500g / 1,000g

### 歯科模型用レジン

NEW

#### モデルレジン ライトベージュ 500gより

石膏模型で馴染みのあるベージュ色を忠実に再現したレジン。模型に必要な強度や物性があります。



用途	歯科模型、歯列矯正用模型など
質感	なめらか
造形方法	405nm LCD光造形方式
容量	500g / 1,000g

販売名：ブーストレジン / zDental / モデルレジン  
販売名：SGレジン  
販売名：トレーレジン  
販売名：ワックスレジン  
販売名：スプリントレジン

医療機器届出番号：28B3X10005000081  
医療機器届出番号：28B3X10005000084  
医療機器届出番号：28B3X10005000085  
医療機器届出番号：28B3X10005000086  
医療機器届出番号：28B3X10005000087



◀ 商品詳細はこちらから  
<https://www.プリンタ.com>

販売元

**MACHINE TOOL CHUO**

株式会社マシンツール中央  
〒663-8241  
兵庫県西宮市津門大塚町7-5

TEL 0798-37-0270  
MAIL [mtc@mt-chuo.jp](mailto:mtc@mt-chuo.jp)  
WEB <https://mt-chuo.jp>



販売店・お問い合わせ